

SCHEMA TECNICA

QT00830/5-P

Sacca di raccolta da 750mL - Singolo Paziente (Pacco da 5 pezzi).



Queste sacche, saldate a caldo ed impermeabili ai gas, sono costruite con un sandwich di fogli a base polimerica separati da un foglio a base metallica e con superfici interne non trattate e prive di sostanze contaminanti.

Sono munite di una valvola ad una via, sotto il largo ingresso dove alloggiare il supporto a T, e di un attacco Luer più un rubinetto per collegarle ad una siringa.

La capacità della sacca è di 750 ml di aria a 0,1 Bar.

La sacca **QT00830/5-P** è un accessorio **ad uso esclusivo** con gli analizzatori automatici di H₂ **QuinTron BreathTracker** ed è classificato come dispositivo diverso da quelli di cui all'Allegato II della Direttiva 98/79/CE Dispositivi Diagnostici in Vitro (aggiornata dalla Direttiva 2007/47/CE) e ne rispetta totalmente le disposizioni.

Il codice CND attribuito è W0299.