

SCHEMA TECNICA

QT01140-K Barrier Water (FILTRO A BARRIERA PER ACQUA E POLVERE)



Il **QT01140-K** è un filtro con membrana in PTFE idrofobo (da 0,22 μ) che deve essere collocato all'ingresso dell'aria di trasporto sul retro dello strumento così come all'ingresso del campione sul frontale dello strumento.

Il filtro QT01140-K è un'eccellente barriera contro l'umidità e impedisce l'ingresso nello strumento delle polveri sottili derivanti dall'esaurimento degli essiccanti.

Il filtro a barriera deve essere sostituito almeno ogni 6 mesi o quando diventa scuro o manifesta difficoltà al passaggio dell'aria.

L'uso e la manutenzione del filtro a barriera per acqua e polvere sono contenute nel Manuale di istruzioni del BreathTracker.

Il **QT01140-K** è un accessorio **ad uso esclusivo** con gli analizzatori automatici di H₂ **QuinTron BreathTracker** ed è classificato come dispositivo diverso da quelli di cui all'Allegato II della Direttiva 98/79/CE Dispositivi Diagnostici in Vitro (aggiornata dalla Direttiva 2007/47/CE) e ne rispetta totalmente le disposizioni.

Il codice CND attribuito è W0299.