




SCHEMA TECNICA

QT01727-V Plastic Stopcock 1 Way (Rubinetto ad una via in materiale plastico)



(Rubinetto ad una via in materiale plastico)

Il **QT01727-V** è un rubinetto ad una via utilizzato per chiudere la via di accesso o di uscita dei dispositivi utilizzati nei sistemi QuinTron per contenere i gas (sacche di raccolta dell'espriato, bombole di calibrazione, siringhe di trasporto o trasferimento, tubo essiccatore ecc.)



Il **QT01727-V** è un accessorio **ad uso esclusivo** con gli analizzatori automatici di H₂ **QuinTron BreathTracker** ed è classificato come dispositivo diverso da quelli di cui all'Allegato II della Direttiva 98/79/CE Dispositivi Diagnostici in Vitro (aggiornata dalla Direttiva 2007/47/CE) e ne rispetta totalmente le disposizioni.

Il codice CND attribuito è W0299.